

ラット アルブミン管理血清(TIA用)

Code: ACRA-020

本品をご使用になる前に、必ずお読みください。

【使用目的】

本品は、当社キット専用の検出用試料として使用してください。

【内容】

ラット アルブミン管理血清(TIA用) 1ml / 1本
(アルブミン値はロットごとに異なります。)

【使用方法】

用時融解し、レビスキットシリーズ(ラット用)の陽性コントロール血清として使用してください。
融解後は、2~8°Cに保ち、7日以内に使用してください。
凍結融解の繰り返しは、厳禁です。

【使用上の注意/厳禁事項】

- 1、本品は、当社キット専用の検出用試料です。他社のキット及び試薬との併用はしないでください。
- 2、本品は指定された条件で保管し、使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- 3、本品は、この説明書に記載されている用途以外には使用しないでください。
- 4、成分の表示濃度は、ロットごとに異なります。
- 5、凍結融解の繰り返しは、厳禁です。

【危険防止上の注意】

- 1、本品が人体に接触した場合は、直ちに大量の水で洗い流し、必要に応じ医師の手当て等を受けてください。
- 2、本品は血清成分を使用しておりますので、ウィルス感染等の危険性があるものとして、検体と同様に注意して取り扱ってください。
- 3、廃棄に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)と排水基準に従い適切に処理してください。

【貯法/使用期限】

貯 法 : -35°C以下凍結・暗所
使用期限: ラベルに記載(製造後1年以内)

【包装単位】

品 名 : ラット アルブミン管理血清(TIA用)
Code : ACRA-020
包 装 : 1 ml / 1本

【表示値】

Lot, RAC-S03

Item	concentration	測定条件(ラット用キット)
Albumin	258 μ g/ml	レビス尿中アルブミン-ラット(Sタイプ)

【製造/販売】

株式会社シバヤギ
群馬県渋川市石原1062-1
Tel: 0279-25-0279 Fax: 0279-23-0313
URL: <http://www.shibayagi.co.jp>
e-mail: syc-info@shibayagi.co.jp